

Naudojimo instrukcija_Balance-Trainer



Gerb. Kliente,



Sveikiname Jus įsigijus aukštos kokybės AIREX® prekės ženklo produktą! Kad galėtumėte kuo ilgiau naudotis mūsų AIREX® specialios balansavimo platformos iš porolono, pagamintos pagal CE reikalavimus, privalumais, prašome laikytis šių naudojimo instrukcijų.



Sveikiname Jus įsigijus aukštos kokybės AIREX® prekės ženklo produktą! Kad galėtumėte kuo ilgiau naudotis mūsų AIREX® specialios balansavimo platformos iš porolono, pagamintos pagal **CE** reikalavimus, privalumais, prašome laikytis šių naudojimo instrukcijų.



Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti savo naują balansavimo platformą „Pad“, prašome atidžiai perskaityti ir laikytis saugos nurodymų bei instrukcijų.



Visada pasikonsultuokite su savo gydytoju, prieš pradėdami arba keisdami terapiją papildančią programą su balansavimo platforma „Pad“.

Naudojimo instrukcija parengta remiantis Europos Sąjungoje galiojančiais standartais ir taisyklėmis. Būdami užsienyje, taip pat laikykitės konkrečiai šaliai būdingų gairių ir įstatymų. Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje.

Jei balansavimo platformą „Pad“ perduodate trečiosioms šalims, būtinai perduokite ir šią naudojimo instrukciją.

Pasilieikame teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gamintojo informacija:

Airex AG

Industrie Nord 26
CH-5643 Sins

Šveicarija

Telefonas: +41 41 789 66 66
El. paštas: info@my-airex.com
www.my-airex.com

Informacija apie įgaliotąjį atstovą (EU-REP)

3A Composites GmbH

Kiefernweg 10
DE-49090 Osnabrück

Vokietija

Telefonas: +49 7731 941 20 80
El. paštas: info@my-airex.com

Autorių teisės

Visas turinys, vaizdai ir tekstai yra saugomi autorių teisių ir negali būti skelbiami be mūsų aiškaus leidimo – net ir ištraukomis.

Naudojimo instrukcija S34_Balance-Trainer_LT



Turinys

Naudojimo instrukcija S34_Balance-Trainer.....	2
Bendra informacija	3
Bendra saugos informacija.....	6
Paskirtis	6
Indikacijos	6
Kontraindikacijos	6
Prieš pirmąjį naudojimą	7
Saugos nurodymai	7
BeBalanced! Pratimai.....	8
Techniniai duomenys	9
Optika	10
Valymas ir dezinfekcija.....	10
Laikymas.....	10
Pakartotinis naudojimas	10
Atliekų tvarkymas.....	11
Papildoma informacija	11
Garantija ir atsakomybė.....	11
Atsakomybės komisija	11
Liekamieji pavojai / Žinomi sąveikų atvejai	11
Kontaktai	13

Šios instrukcijos tikslas - padėti jums susipažinti su naujuoju AIREX® „Pad“. Čia rasite daug patarimų ir rekomendacijų, kad jūsų balansavimo platforma „Pad“ taptų patikima pagalba.

Bendra informacija

Prieš pradėdant naudoti priemonę, vartotojas ir specializuotas platintojas privalo perskaityti ir suprasti šias naudojimo instrukcijas. Šias naudojimo instrukcijas taip pat galite rasti mūsų svetainėje <https://my-airex.com/downloads> PDF formatu (eGA). Prašome įsitikinti, kad jūsų PDF peržiūros programa yra naujausios versijos, pvz., „Adobe Acrobat Reader XI“.

Jei turite klausimų ar pastabų, kreipkitės į savo regiono specializuotą pardavėją arba mūsų komandą (+41 41 789 66 66).

Jei priemonę naudoja vaikai arba asmenys su ribotu veiksmumu, tėvai arba įgalioji globėjai privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Išsisaugokite šią naudojimo instrukciją.

Transportavimas

Gavę siuntą, prašome patikrinti, ar „Pad“ balansavimo platforma yra visiškai sukomplektuota, be trūkumų, ir atkreipti dėmesį į galimus transportavimo metu patirtus pažeidimus.

Komplektacija

1. AIREX® Balance-Trainer
2. BeBalanced! Viso kūno treniruočių programa
3. Atskirasis paketas
4. Elektroninė naudojimo instrukcija (eGA) kaip QR kodas



Šių naudojimo instrukcijų taikymo sritis

Šios naudojimo instrukcijos taikomos šioms AIREX® balansavimo platformoms:

Prekinis pavadinimas:	Spalva:	EAN13	UDI-DI (EUDAMED)
AIREX® Balance-pad ca. 400 x 480 x 60 mm	Mėlyna Lava	7613005009362 7613005100915	76130050093622 76130051009158
AIREX® Balance-pad Solid ca. 410 x 460 x 50 mm	Karališkoji mėlyna	7613005093095	76130050930958
AIREX® Balance-pad Elite ca. 400 x 480 x 60 mm	Lava Kivi Rožinė Mėlyna	7613005058421 7613005067775 7613005067782 7613005037273	76130050584212 76130050677754 76130050677822 76130050372734
AIREX® Balance-pad Cloud ca. 400 x 480 x 60 mm	Raudona Alyvuogių	7613005085984 7613005096904	76130050859846 76130050969040
AIREX® Balance-pad XLarge ca. 410 x 980 x 60 mm	Mėlyna Lava	7613005047111 7613005069557	76130050471116 76130050695574
AIREX® Balance-beam ca. 240 x 1600 x 60 mm	Mėlyna Lava	7613005021869 7613005100908	76130050218698 76130051009080
AIREX® Balance-beam Mini ca. 240 x 410 x 60 mm	Mėlyna	7613005077392	76130050773920
AIREX® Balance-pad Mini ca. 410 x 250 x 60 mm	Lava	7613005070263	76130050702630
AIREX® Balance-pad Mini Duo ca. 410 x 250 x 60 mm	Lava	7613005081191	76130050811912

Pakuotė

Produkto pakuotę reikėtų išsaugoti, jei vėliau prireiktų transportuoti balansavimo platformą. Jei garantinio aptarnavimo atveju „Pad“ balansavimo platformos transportavimui reikėtų naudoti originalią kartoninę dėžę.

Kitais atvejais perdirbkite pakavimo medžiagas pagal jų rūšį. Nepalikite pakavimo medžiagų be priežiūros, nes jos gali kelti pavojų.

Produkto utilizavimas

Pagal rūšį perdirbkite produkto gamybai naudotas žaliavas.

Produkto sandėliavimas

- Atlikti valymą (žr. 11 puslapį)
- Apsaugoti „Pad“ balansavimo platformą nuo nešvarumų (jei reikia, naudojant originalią pakuotę)
- Laikyti atokiau nuo tiesioginių ir pavojingų užsidegimo šaltinių

„Pad“ balansavimo platforma nepatiria cheminio skilimo ar pavojingų pokyčių, jei laikoma įprastomis sąlygomis - nuo +5 °C iki +50 °C temperatūroje ir ne didesnėje kaip 70 % santykinėje oro drėgmėje. Reikia vengti ilgalaikio tiesioginio saulės spindulių poveikio, nes paviršius tampa trapus ir kietas.

Produkto aprašymas - informacija apie medžiagas

AIREX® „Pad“ yra patogi treniruočių platforma, skirta įvairiems terapiniams ir treniruočių tikslams. Ji pagaminta iš uždarytų celių porolono (polivinilchlorido, trumpai – PVC) su minkštu paviršiumi. „Pad“ balansavimo platforma dažniausiai yra stačiakampės arba pailgos formos ir leidžia tiek stovint, tiek atliekant gimnastikos pratimus prie žemės, atlikti judesius be traumų.

„Pad“ balansavimo platformų yra įvairių spalvų ir formų, tačiau jos visos turi tą patį funkcionalumą ir gali būti naudojamos tais pačiais terapijos tikslais. Tai leidžia jas naudoti įvairiose srityse, ypač kaip pagrindą su nestabiliu paviršiumi koordinaciniams-proprioceptiniams pusiausvyros pratimams. AIREX® Balance produktų linija yra viena iš efektyviausių pasirinkimų sensomotorinės koordinacijos treniruotėms.

Deriniai su produktais

AIREX® Gimnastikos kilimėliai yra neatskiriama „Balance“ produktų sensomotorinės terapijos koncepcijos dalis. Sudėtus arba susuktus juos taip pat galima naudoti kaip sensomotorinės treniruotės priemonę. Dėl skersinių griovelių pagrindas užtikrina optimalią apsaugą nuo slydimo naudojant „Balance-Trainer“, o kartu padidina pratimų atlikimo sudėtingumą.

Pranešimai apie incidentus

Apie visus rimtus įvykius, susijusius su įsigytu produktu, nedelsiant reikia pranešti gamintojui (info@my-airex.com) arba jo „įgaliotajam asmeniui“ (ES REP) ir atitinkamai valstybės narės kompetentingai institucijai ([Pranešti apie įvykį](#))

Simbolių paaiškinimas

Šioje naudojimo instrukcijoje, taip pat ant AIREX® „Pad“ balansavimo platformos arba ant pakuotės, naudojami šie simboliai ir įspėjamieji žodžiai:

	Gamintojas Nurodo medicinos prietaiso gamintoją		Temperatūros ribos Nurodo temperatūros ribas, kurioms medicinos prietaisas gali būti saugiai veikiamas
	Įgaliotasis atstovas ES Nurodo įgaliotąjį atstovą Europos bendrijoje / Europos Sąjungoje		Nenaudokite, jei pakuotė pažeista Nurodo, kad medicinos prietaiso negalima naudoti, jei pakuotė yra pažeista
	Gamybos data Nurodo medicinos prietaiso pagaminimo datą		Laikytis naudojimo instrukcijų Nurodo, kad vartotojas turi susipažinti su naudojimo instrukcijomis
	Partijos kodas Nurodo gamintojo partijos kodą, leidžiantį identifikuoti partiją ar seriją		Įspėjimas Nurodo, kad reikia elgtis atsargiai, kai prietaisas ar valdymo elementas naudojamas netoli vietos, kurioje yra šis simbolis
	Prekės numeris Nurodo gamintojo kataloginį numerį, leidžiantį identifikuoti medicinos prietaisą		Medicinos technika Nurodo, kad prekė yra medicinos prietaisas
	Serijos numeris Nurodo gamintojo serijos numerį, leidžiantį identifikuoti konkretų medicinos prietaisą		Vertimas Nurodo, kad originalioji medicinos prietaiso informacija buvo išversta
	Laikyti atokiau nuo saulės spindulių Nurodo medicinos prietaisą, kurį reikia apsaugoti nuo šviesos šaltinių		Šia kryptimi į viršų
	Laikyti sausu Nurodo medicinos prietaisą, kurį reikia apsaugoti nuo drėgmės		CE ženklas „Atitiktis CE ženklas“ arba „CE ženklas“ - tai ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad prietaisas atitinka taikytinus reikalavimus
	Unikalus produkto identifikatorius Nurodo nešiklį, kuriame yra informacija apie unikalų įrenginio identifikatorių		Importuotojas Nurodyti subjektą, importuojantį medicinos prietaisą į šią vietovę
	PAP 20 - Wellkarton Tai perdirbimo kodas / logotipas, reiškiantis, kad pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono.		Atstovas Nurodyti subjektą, platinantį medicinos prietaisą šioje vietovėje

Bendra saugos informacija



Paskirtis

AIREX® „Pad“ balansavimo platforma yra sukurta kaip judesio terapijos priemonė, skirta naudojimui namuose ir sporto salėse. Ant grindų padėta priemonė tarnauja kaip pagrindas asmeniui, atliekančiam medicinškai paskirtus pratimus, skirtus motorikai ir pusiausvyrai bei laikysenos kontrolei gerinti ir (arba) judesio terapiniam raumenų silpnumo galūnėse ir liemenyje, atsiradusio dėl neurologinės ar ortopedinės ligos, gydymui.

Pagamintas iš uždarytų celių porolono (polivinilchlorido, PVC), su minkštu paviršiumi. Dažniausiai būna stačiakampio arba pailgos formos. Ant jo galima saugiai atlikti judesius tiek stovint, tiek atliekant terapinius pratimus ant grindų.

PASKIRTIS



AIREX® „Pad“ balansavimo platformą galima naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir gali sukelti turtinę žalą ar netgi sužaloti žmones.

AIREX® „Pad“ balansavimo platforma nėra žaislas vaikams. Tinkama naudoti patalpose ir lauke.

AIREX® „Pad“ balansavimo platforma neturi būti sandėliuojama ekstremalioje temperatūroje, aukštoje santykinėje oro drėgmėje bei gauti tiesioginių saulės spindulių poveikio. Optimalios amortizacijos savybės pasiekiamos kambario temperatūroje. Esant žemesnei temperatūrai, amortizacijos savybės atitinkamai sumažėja. Gamintojas ar platintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar neteisingo naudojimo.

Indikacijos

Neuroraumeninės ligos, degeneracinės ir lėtinės stuburo ligos, širdies ir kraujotakos sistemos ligos.

Kontraindikacijos

Čia įtraukiamos visos žinomos kontraindikacijos, kurios taikomos kineziterapijos pratimams apskritai arba dėl kurių visada reikia iš anksto pasitarti su gydančiu gydytoju:

- Ekstremali hipertenzija (nuo 3 laipsnio)
- Ūminiai uždegimai tose kūno srityse, kuriose atliekami pratimai
- Pirmosios 1-2 savaitės po tarpslankstelinio disko operacijų
- Sunkūs tarpslanksteliniai diskų sutrikimai su neurologiniais simptomais
- Širdies nepakankamumas (NYHA III/IV) bei uždegiminės širdies ligos
- Arteriosklerozė (periferinė arterijų užsikimšimo liga, III-IV stadija)

Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti AIREX® „Pad“ balansavimo platformą, būtinai perskaitykite ir laikykitės saugos nurodymų bei naudojimo instrukcijos. Čia pateikiame svarbiausios informacijos santrauką.

PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ

Gresia pavojus sugadinti!

Jei pakuotę atidarysite neatsargiai, naudodami aštrų peilį ar kitus aštrius daiktus, „Pad“ balansavimo platforma gali būti pažeista.

Atidarydami pakuotę, elkitės atsargiai:

1. Išimkite „Pad“ balansavimo platformą iš pakuotės;
2. Patikrinkite komplektaciją;
3. Patikrinkite, ar „Pad“ balansavimo platforma nėra pažeistas. Jei „Pad“ balansavimo platforma yra pažeista nenaudokite jos ir apie pažeidimą praneškite savo platintojui.

„Pad“ balansavimo platformą naudokite tik treniruotėms. Nenaudokite jos kaip pagrindo treniruokliams ar jų įrangai, nes dėl specialių amortizacinių savybių ant jos negalima stabiliai pastatyti sunkių įrenginių. Jei įmanoma, treniruokitės basomis, kad „Pad“ paviršius nebūtų pažeistas.

Saugos nurodymai



Gresia sužalojimo pavojus!

Galimi pavojai vaikams ir asmenims, turintiems sumažėjusių fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų (pvz., asmenims su negalia, pagyvenusiems žmonėms, kurių fiziniai ir protiniai gebėjimai yra riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių).

- Šią „Pad“ balansavimo platformą gali naudoti vaikai nuo 6 metų ir vyresni, taip pat asmenys, turintys ribotas fizines, jutimo ar protines galimybes arba stokojantys patirties ir žinių apie produktą (neprofesionalai), jeigu juos prižiūri medicinos specialistai arba jie buvo instruktuoti dėl saugaus „Pad“ naudojimo ir supranta su tuo susijusius pavojus
- Vaikai neturi žaisti su planšetiniu kompiuteriu be priežiūros. Vaikai neturi valyti ir naudoti prietaiso be priežiūros
- **Nenaudokite kaip plaukimo ar gelbėjimo priemonės!** Vandenyje naudokite tik prižiūrint suaugusiems!
- Neleiskite vaikams, jaunesniems nei 3 metai, liesti „Pad“ balansavimo platformos
- Pasirūpinkite, kad vaikai neprarytų smulkių detalių
- Neleiskite vaikams žaisti su pakuote. Žaisdami vaikai gali į ją įsipainioti ir susižeisti.



Rizika patirti traumas!

Netinkamas „Pad“ balansavimo platformos naudojimas gali sukelti sužalojimus.

- Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad „Pad“ yra nepriekaištingos būklės
- Vartotojo kūno svoris neturi viršyti 150 kg
- Nenaudokite „Pad“ balansavimo platformos, jei platformos paviršius ar struktūra yra pažeisti
- Pirmiausia pašalinkite visus daiktus, esančius po „Pad“ balansavimo platforma, kurie gali platformą pažeisti ar sugadinti

- Įsitinkite, kad grindys arba sėdimoji vieta po „Pad“ balansavimo platforma būtų lygios ir neslidžios. Jei reikia, po „Pad“ padėkite AIREX® gimnastikos kilimėlį, kad jis neslystų į šonus
- Neatlikite pratimų šalia laiptų ar pakopų
- Atlikdami pratimus, nepervertinkite savo jėgų
- Jei turite kokių nors lėtinių ligų, pirmiausia pasikonsultuokite su savo gydytoju
- Jei treniruotės metu pajuntate skausmą ar blogą savijautą, nedelsdami nutraukite treniruotę ir kreipkitės į gydytoją
- Įsitinkite, kad visi asmenys, besitreniruoję su „Pad“ balansavimo platforma, perskaitė šias saugos instrukcijas. Tai ypač taikoma asmenims, turintiems pusiausvyros sutrikimų
- Nenaudokite „Pad“ balansavimo platformos, jei esate paveikti vaistų ar alkoholio, kurie neigiamai veikia jūsų pusiausvyros jausmą

BeBalanced! Pratimai



Pavojus susižeisti!

Netinkamas treniravimasis gali pakenkti jūsų sveikatai. Šių saugos nurodymų turi laikytis tiek naudotojas, tiek lydintis asmuo! Jei turite kokių nors sveikatos sutrikimų, pirmiausia pasikonsultuokite su savo gydytoju ar terapeutu.

- Prieš treniruotę šiek tiek apšilkite
- Naudokite „Pad“ balansavimo platformą namuose, esant optimaliai kambario temperatūrai
- Vilkėkite patogius sportinius drabužius ir tik sportinius batelius arba treniruokitės basomis, kad pagerintumėte propriocepciją
- Vienos treniruotės trukmė neturėtų viršyti 60 minučių
- Treniruotės metu pasirūpinkite, kad gertumėte pakankamai skysčių
- Treniruotės metu neviršykite savo fizinių galimybių ribų
- Treniruotės metu kvėpuokite ramiai
- Treniruotės metu venkite greitų ir staigių judesių. Susikoncentruokite į pusiausvyrą
- Jei treniruotės metu pajuntate skausmą ar blogą savijautą, nedelsdami nutraukite pratimą ir kreipkitės į gydytoją. Pratimai su „Pad“ yra skirti kaip pagalbinė terapijos priemonė ir jokių būdu negali pakeisti gydytojo ar terapeuto konsultacijos
- Daugiau pratimų rekomendacijų rasite pridedamoje „BeBalanced!“ viso kūno treniruočių programoje

Techniniai duomenys

Tipiniai parametrai* AIREX® S34 iš polivinilchlorido			Vienetas	S34.55	S34.60	S34.100
Tūrinis tankis		ISO 1183-1	kg/m³	55	60	110
Spaudimo kietumas	25% Suspaudimas	ISO 3386-1	kPa	20	18	27
	50% Suspaudimas		kPa	72	68	90
Liekamasis deformacijos atspaudas	25%, 22h, 23°C + Atsipalaidavimas 24h, 23°C	ASTM D 1667	%	30	26	10
Tempiamasis stipris		ISO 1798	kPa	310	220	600
Tempimo pailgėjimas		ISO 1798	%	200	240	200
Balance-pad Mėlyna / Ieškoti	Ilgis	mm		480 ± 30		
	Plotis	mm		400 ± 20		
	Storis	mm		60 ± 5		
	Svoris	kg		0.795		
Balance-pad Elite Ieškoti / Mėlyna / Kivi / Rožinė	Ilgis	mm		480 ± 30		
	Plotis	mm		400 ± 20		
	Storis	mm		60 ± 5		
	Svoris	kg		0.795		
Balance-beam Mėlyna / Ieškoti	Ilgis	mm		1600 ± 50		
	Plotis	mm		240 ± 20		
	Storis	mm		60 ± 5		
	Svoris	kg		1.200		
Balance-pad XLarge Mėlyna / Ieškoti	Ilgis	mm		980 ± 30		
	Plotis	mm		410 ± 20		
	Storis	mm		60 ± 5		
	Svoris	kg		1.430		
Balance-pad Mini Ieškoti	Ilgis	mm		410 ± 30		
	Plotis	mm		250 ± 20		
	Storis	mm		60 ± 5		
	Svoris	kg		0.398		
Balance-pad Solid Karališkoji mėlyna	Ilgis	mm				460 ± 30
	Plotis	mm				410 ± 20
	Storis	mm				50 ± 5
	Svoris	kg				0.993
Balance-pad Cloud Raudona	Ilgis	mm			480 ± 30	
	Plotis	mm			400 ± 20	
	Storis	mm			60 ± 5	
	Svoris	kg			0.795	
Balance-pad Cloud Alyvuogių	Ilgis	mm			480 ± 30	
	Plotis	mm			400 ± 20	
	Storis	mm			60 ± 5	
	Svoris	kg			0.795	
Balance-beam Mini Mėlyna	Ilgis	mm		410 ± 30		
	Plotis	mm		240 ± 20		
	Storis	mm		60 ± 5		
	Svoris	kg		0.300		

* Nurodyti duomenys yra tipiniai vidutinio tankio medžiagoms. Šioje publikacijoje pateikta informacija, kiek mums žinoma, grindžiama naujausiais technikos ir mokslo pasiekimais. Tačiau už duomenų teisingumą ir rezultatus, gautus juos naudojant, garantija neteikiama.

Visi matmenys yra apytiksliai. Tai yra vidutinės vertės su nuokrypiais, atsirandančiais dėl įprastų gamybos svyravimų bei priklausomybės nuo aukščio virš jūros lygio ir kambario temperatūros.

Savybės

Uždarytų celių AIREX® minkštas porolonas nesugeria vandens ir vandenyje plūduriuoja.

Spėjimas: nenaudokite kaip plaukimo ar gelbėjimo priemonės!

Tačiau šios itin tvirtos ir patvarios medžiagos, ilgai veikiant slėgiui, atskirose celėse patiria slėgio nuostolių (panašiai kaip balionas). Dėl to susidaro įspaudai, kurie paprastai lėtai išnyksta. AIREX® porolonas yra praturtintos antibakterine medžiaga, todėl užtikrina nuolatinę veiksmingą apsaugą nuo bakterijų ir grybelio.*

HINWEIS!

* Mūsų „Balance-Trainer“ treniruokliuose integruota antimikrobinė „Sanitized®“ higienos funkcija apsaugo medžiagą nuo kvapų, bakterijų ir pelėsių. Sudėtyje yra biocidas, kurio veiklioji medžiaga yra folpetas. **Koncentracija: 0,1–0,2 % produkto masės.**



Valymas ir priežiūros nurodymai

AIREX® „Pads“ balansavimo platformos visiškai nereikalauja priežiūros ir jokių specialių priežiūros priemonių. Tačiau, siekiant užtikrinti ilgaamžiškumą ir optimalų priemonės veikimą, reikėtų laikytis keleto paprastų priežiūros nurodymų.

Optika

Gaminant ypač minkštus gaminius, didelis dėmesys skiriamas funkcionalumui. Specialus gamybos procesas užtikrina minkštumą. Dėl to gali atsirasti nedidelių paviršiaus burbuliukų, skylių, matmenų nukrypimų ar nežymių spalvos pakitimų (pvz., nublukimo), kurie neturi įtakos platformos funkcionalumui.

Valymas ir dezinfekcija

Norint prailginti tarnavimo laiką, rekomenduojame po naudojimo „Pad“ balansavimo platformą nuplauti švariame vandenyje, nusausti ir palikti džiūti savaime (dėl įspaudų – ne ant radiatorių ir pan.). Prireikus bet kokius nešvarumus galima nuvalyti, geriausia – minkštu šepetėliu ir drungnu muiluotu vandenyje.

Dėmės ir panašūs nešvarumai neturi būti valomi benzinu ar dėmių valikliais.

Jei reikia dezinfekuoti, tai galima atlikti naudojant bealkoholines dezinfekcines priemones, pvz., „NOVADEST FRESH S“. **Sterilizacija karštu garu (sterilizacija autoklavu) arba karštu vandeniu neleidžiama.**

Laikymas

AIREX® „Pad“ balansavimo platforma turi būti laikoma ištiesta. Tam geriausia naudoti originalią pakuotę. Ant medžiagos neturėtų nuolat gulėti daiktai, kad neatsirastų įspaudų. Reikia vengti spaudimo, truncančio ilgiau nei 12 valandų. Laikant sulankstytą, lieka matomi įspaudai, kurie visiškai neišnyksta. Ilgalais laikymas vandenyje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose sutrumpina tarnavimo laiką, nes paviršius tampa trapus ir kietas.

Pakartotinis naudojimas

„Pad“ balansavimo platformą galima naudoti bet kuriuo metu, net ir po ilgesnio laikymo, jei laikomasi žemiau nurodytų reikalavimų:

- Patikrinkite, ar ant „Pad“ balansavimo platformos nėra įtrūkimų ar kitų pažeidimų, kurie galėtų pakenkti saugumui naudojimo metu;
- Įsitikinkite, kad „Pad“ balansavimo platforma išlaikė savo pradinę formą ir stabilumą, kad būtų užtikrinta norima treniruotės kokybė;
- Prieš naudojimą paviršių nuvalykite servetėle, kad pašalintumėte nešvarumus ar dulkes;
- Servetėlė turi būti visiškai sausa, ypač jei prieš tai buvo nuvalyta vandeniu.

Atliekų tvarkymas

Šalinant pakavimo medžiagas ir produktus, nepamirškite aplinkos ir pasiteiraukite savo vietos savivaldybėje apie ekologiško šalinimo galimybes atitinkamuose surinkimo punktuose.

AIREX® balansavimo platformos pagamintos iš minkšto porolono, kurio pagrindą sudaro polivinilchlorido (PVC) akytosios medžiagos, ir yra išpūstos naudojant azotą.

Šioje medžiagoje nėra ftalatų ar latekso.



Papildoma informacija

Garantija ir atsakomybė

Papildant Bendrąsias verslo sąlygas, Airex AG suteikia visoms AIREX® „Pad“ balansavimo platformoms nustatytą įstatyminę garantiją, jei toliau nenurodyta kitaip.

Atsakomybės komisija

Pretenzijos dėl AIREX® balansavimo platformos sugadinimo, atsiradusio dėl netinkamo naudojimo, nepriimamos. Reikalavimai atlyginti žalą - nepriklausomai nuo jų teisinio pagrindo, ypač dėl prievolių santykių pažeidimo ar neteisėtų veiksmų – taip pat nepriimami. Šie reikalavimai netaikomi, jei atsakomybė yra numatyta įstatymu, ypač:

- tyčinio ar didelio neatsargumo atvejais;
- gyvybės, kūno ar sveikatos pažeidimo atveju;
- pagal Produktų atsakomybės įstatymą arba;
- jei pažeidžiami kiti esminiai sutartiniai įsipareigojimai;

šiuo atveju teisė į žalos atlyginimą apsiriboja tipine žala.

DĖMESIO: Mes neprisiimame jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl mūsų produktų naudojimo kartu su kitų gamintojų produktais ar bet kokios rūšies medžiagomis.

Liekamieji pavojai / Žinomi sąveikų atvejai

Gamintojas iki šiol gavo tik keletą (< 5) konkrečių pranešimų apie neigiamas sąveikas, susijusias su šio produkto naudojimu. Vis dėlto, naudojant „Pad“ balansavimo platformą, teoriškai gali pasireikšti

alerginės reakcijos, ypač asmenims, turintiems jautrią odą arba alergiją tam tikroms medžiagoms.

Galimi simptomai gali būti odos bėrimai, niežulys, ašarojimas ar paraudimas. Vartotojams, kuriems pasireiškia tokie simptomai, rekomenduojama nedelsiant nutraukti naudojimą ir, jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Odos bėrimas	- Šis gaminyс pagamintas iš PVC;	Priimtina
Odos paraudimai	- Šis gaminyс sudėtyje turi biocidą, kurio veiklioji medžiaga yra folpetas (N-(trichlorometiltio) ftalimidas), gaminio tipas PT09).	
Niežėjimas		
Ašarojimas		

Gamintojas taip pat rekomenduoja prieš pirmąjį naudojimą atlikti odos suderinamumo testą ir reguliariai valyti „Pad“ balansavimo platformą muiluotu vandeniu, siekiant sumažinti odos sudirginimo riziką.

Be to, naudojant medvilninę rankšluostį kaip pagrindą, galima žymiai sumažinti galimą odos sudirginimo riziką.

Kontaktai



TEIDA UAB

Druskininkų g. 1 | Druskininku st. 1
LT- 44288 Kaunas
Lietuva | Lithuania
www.teida.lt



Airex AG
Industrie Nord 26
CH-5643 Sins
Šveicarija
Tel.: +41 (0)41 789 66 66
Email: info@my-airex.com
www.my-airex.com

PRANEŠIMAS



Šis vartotojo vadovas šiuo metu yra prieinamas vienuolika kalbų: vokiečių, prancūzų, anglų, italų, suomių, norvegų, švedų, lenkų, rumunų, lietuvių ir čekų.

Airex AG
CH-5643 Sins



Airex AG
Industrie Nord 26
CH-5643 Sins / Šveicarija



EU-REP: 3A Composites GmbH
Kiefernweg 10
DE-49090 Osnabrück / Vokietija

Pardavėjo antspaudas

